



## PUESTA AL DÍA EN MEDICINA INTENSIVA: INFECCIONES GRAVES POR GRAMNEGATIVOS MULTIRRESISTENTES

### El papel del laboratorio de microbiología en el diagnóstico de infecciones por bacilos gramnegativos multirresistentes. Importancia de la determinación de mecanismos de resistencias



I. López-Hernández<sup>a,b,c,d</sup>, L. López-Cerero<sup>a,b,c,d</sup>, F. Fernández-Cuenca<sup>a,b,c,d,\*</sup>  
y Á. Pascual<sup>a,b,c,d</sup>

<sup>a</sup> Unidad de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla, España

<sup>b</sup> Departamento de Microbiología, Universidad de Sevilla, Sevilla, España

<sup>c</sup> Instituto de Biomedicina de Sevilla, Hospital Universitario Virgen Macarena/CSIC/Universidad de Sevilla, Sevilla, España

<sup>d</sup> Red Española de Investigación en Patología Infecciosa (REIPI RD16/0016), Instituto de Salud Carlos III, Madrid, España

Recibido el 18 de octubre de 2021; aceptado el 12 de enero de 2022

Disponible en Internet el 15 de febrero de 2022

#### PALABRAS CLAVE

Infecciones;  
Bacilos  
gramnegativos  
multirresistentes;  
Laboratorio de  
microbiología;  
Mecanismos  
de resistencia

**Resumen** Un diagnóstico y tratamiento precoz tiene un impacto importante en la morbilidad de las infecciones producidas por bacterias multirresistentes. Los bacilos gramnegativos multirresistentes constituyen la principal amenaza actual en los hospitales y muy especialmente en las unidades de cuidados intensivos. El papel del laboratorio de microbiología es esencial en dar una respuesta rápida y eficaz. En esta revisión se actualiza los procedimientos del laboratorio de microbiología para la detección rápida de los bacilos gramnegativos multirresistentes y de sus determinantes de resistencia. También se estudia el papel del laboratorio en la vigilancia y control de brotes por estas bacterias, incluyendo las técnicas de tipificación. Se destaca la importancia de proporcionar mapas de resistencia normalizados que permitan conocer la situación epidemiológica de las diferentes unidades. Finalmente se revisa la importancia de sistemas de comunicación eficaces para la transmisión de resultados y la toma de decisiones en el manejo de pacientes infectados por bacilos gramnegativos multirresistentes.

© 2022 Elsevier España, S.L.U. y SEMICYUC. Todos los derechos reservados.

\* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: [felipefc@us.es](mailto:felipefc@us.es) (F. Fernández-Cuenca).

**KEYWORDS**

Infections;  
Multidrug-resistant  
gram-negative bacilli;  
Microbiology  
laboratory;  
Resistance  
mechanisms

**The role of the microbiology laboratory in the diagnosis of multidrug-resistant Gram-negative bacilli infections. Importance of the determination of resistance mechanisms**

**Abstract** Early diagnosis and treatment has an important impact on the morbidity and mortality of infections caused by multidrug-resistant bacteria. Multidrug-resistant gram-negative bacilli constitute the main current threat in hospitals and especially in intensive care units. The role of the microbiology laboratory is essential in providing a rapid and effective response. This review updates the microbiology laboratory procedures for the rapid detection of multidrug-resistant gram-negative bacilli and its resistance determinants. The role of the laboratory in the surveillance and control of outbreaks caused by these bacteria, including typing techniques, is also studied. The importance of providing standardized resistance maps that allow knowing the epidemiological situation of the different units is emphasized. Finally, the importance of effective communication systems for the transmission of results and decision making in the management of patients infected by multidrug-resistant gram-negative bacilli is reviewed.

© 2022 Elsevier España, S.L.U. y SEMICYUC. All rights reserved.

## Introducción

La resistencia antimicrobiana es un problema de salud pública mundial. El número de infecciones por bacterias multirresistentes aumenta cada año en numerosos centros y no se circunscriben al ámbito hospitalario, sino también a la comunidad<sup>1</sup>. Existen numerosas evidencias que demuestran que el tratamiento adecuado y precoz de las infecciones graves por bacterias multirresistentes disminuye la morbilidad, la mortalidad y la estancia hospitalaria<sup>2</sup>. Este hecho es de especial relevancia en las unidades de cuidados intensivos (UCI), donde los factores de riesgo para adquirir este tipo de infecciones son especialmente relevantes. Las infecciones más relevantes en la actualidad son las producidas por bacterias gramnegativas, destacando las enterobacteriales, particularmente *Klebsiella pneumoniae* (*K. pneumoniae*), productoras de betalactamasas de espectro extendido (E-BLEE) y/o carbapenemasas (EPC), *Pseudomonas aeruginosa* (*P. aeruginosa*) y *Acinetobacter baumannii* (*A. baumannii*) resistentes a los carbapenémicos. Además, estas bacterias multirresistentes pueden pertenecer a clones de alto riesgo, que suman a su multirresistencia, una gran capacidad de diseminación y de colonización de pacientes o superficies ambientales<sup>3</sup>. Estas bacterias, resistentes a casi todos los betalactámicos, lo son además a otras familias de antimicrobianos, tales como quinolonas o aminoglucósidos. En algunos casos, existen pocas alternativas terapéuticas para el tratamiento de las infecciones producidas por estos microorganismos. El uso empírico de tratamientos antimicrobianos de amplio espectro puede favorecer el desarrollo de las resistencias en las UCI. Para evitar esto es necesario disponer con rapidez de datos sobre la identificación, mecanismos de resistencia y sensibilidad antimicrobiana de los microorganismos causantes de la infección. En este sentido, el papel del laboratorio de microbiología es esencial. Debe tener la capacidad de suministrar la información necesaria sobre la etiología y sensibilidad/resistencia antimicrobiana en el menor tiempo posible de tal manera que permita el uso de tratamientos dirigidos adecuados que mejoren el pronóstico

de los pacientes y que tenga el menor impacto posible en el fenómeno de la resistencia antimicrobiana<sup>4,5</sup>. Los métodos y técnicas utilizadas se deben adaptar a la realidad epidemiológica de cada centro, pero el suministro de esta información con rapidez es especialmente relevante en unidades con infecciones graves o en pacientes con importantes enfermedades de base, como ocurre en las UCI. Para desarrollar estas actividades, es esencial disponer de accesibilidad a los servicios de microbiología 24 h al día, 7 días de la semana. En este artículo vamos a revisar el papel de los laboratorios de microbiología en el diagnóstico y tratamiento de las infecciones por bacilos gramnegativos multirresistentes (BGN-MR), así como para la vigilancia y control de las infecciones producidas por estos microorganismos en las UCI.

## Diagnóstico de infecciones por BGN-MR. Recomendaciones de toma de muestras y significado de los hallazgos microbiológicos

Las infecciones por BGN-MR en pacientes graves ingresados en la UCI están principalmente asociadas a ventilación mecánica, bacteriemia asociada a catéter, infección quirúrgica e infección urinaria, aunque cualquier órgano o tejido puede ser infectado<sup>6</sup>. Estos microorganismos inicialmente colonizan piel y mucosas de los pacientes, adquiriéndolos bien a partir de fómites, manos del personal o de superficies colonizadas de la UCI, o bien tras la selección con antibióticos de la flora intestinal del propio paciente. La colonización del paciente aumenta el riesgo de desarrollar una infección posterior por estos microorganismos<sup>7,8</sup>. El caso de EPC puede llegar a ser del 17% de los colonizados<sup>9</sup>. El grado elevado de colonización de los pacientes de UCI dificulta una correcta interpretación de los hallazgos microbiológicos. El cultivo de BGN-MR en muestras estériles como sangre, líquido pleural o aspirados casi siempre implican infección. En cambio, el aislamiento en muestras respiratorias, orina en pacientes sondados o muestras de heridas abiertas requieren de una correlación clínica para

**Tabla 1** Valoración microbiológica del cultivo de muestras

Tipo de muestra	Punto de corte	Parámetros adicionales que valorar
<b>Muestras respiratorias</b>		
Lavado broncoalveolar	$\geq 10^4$ UFC/mL	$\geq 5\%$ células con bacterias intracelulares
Cepillo protegido	$\geq 10^3$ UFC/mL	
Aspirado endotraqueal	$\geq 10^6$ UFC/mL	< 1% de células epiteliales
<b>Muestras de orina</b>		
Orina por sondaje vesical	$\geq 100$ UFC/mL	
Sonda permanente	$\geq 1000$ UFC/mL	Leucocitos en orina

diferenciar colonización de infección. En este sentido, los cultivos cuantitativos de muestras respiratorias<sup>10</sup> y de orina<sup>11</sup> mejoran la especificidad, utilizando puntos de corte para estas muestras (tabla 1). La tinción de Gram de estas muestras puede aportar información que sugiera contaminación y para el diagnóstico precoz de la neumonía.

## Métodos basados en el cultivo

Los métodos más usados basados en medios de cultivo tradicionales son (tabla 2):

1. Medios de cultivo selectivos. Pueden prepararse en el laboratorio o pueden utilizarse medios comerciales. Algunos medios comerciales presentan la ventaja de incluir sustratos cromogénicos incoloros que, debido a la actividad enzimática específica de cada microorganismo, proporcionan a la colonia un color intenso y específico que permite la identificación presuntiva. Estos medios se deben utilizar como método de cribado y siempre debe confirmarse especie y mecanismo de resistencia con otros métodos<sup>12,13</sup>.

2. Método de detección de carbapenemases basado en la difusión con discos de inhibidores de carbapenemases, BLEE y AmpC<sup>14</sup>.

MALDI-TOF es un sistema de espectrometría de masas que permite la identificación rápida de bacterias mediante el análisis de proteínas. También puede ser útil para detectar actividad carbapenemasa mediante la detección de la hidrólisis de carbapenémicos<sup>15,16</sup>. Esta técnica puede ser coste-efectiva si se dispone del equipo, aunque precisa un módulo especial de análisis, preparación de reactivos y personal formado para su realización e interpretación. Los reactivos suelen prepararse en el laboratorio, aunque hay kits comerciales como MBT STAR-Carba (Bruker Daltonics) que detectan carbapenemases<sup>17,18</sup>. Este test no pone de manifiesto otros posibles mecanismos de resistencia a carbapenémicos ni tampoco identifica el tipo de carbapenemasa. Una nueva aplicación de este sistema, aún en fase experimental, es la detección de proteínas asociadas a plásmidos portadores de carbapenemases<sup>19</sup>.

La inmunocromatografía es una técnica sencilla de realizar y de interpretar, basada en la utilización de anticuerpos específicos del tipo de carbapenemasa.

Uno de los métodos más utilizados es el NG-Test Carba 5 que detecta las principales carbapenemases (KPC, OXA-48, NDM, IMP, VIM), aunque se han descrito falsos positivos (100% sensibilidad; > 95% especificidad). Producen resultados en 15 min, incluso con aislados procedentes de hemocultivo

positivo<sup>20,21</sup>. Recientemente se ha adaptado esta tecnología para la detección de BLEE de tipo CTX-M<sup>22</sup>.

Los métodos colorimétricos rápidos detectan la presencia de enzimas (carbapenemases, BLEE) mediante hidrólisis de sustratos que producen una modificación del pH y un cambio de color. Actualmente se dispone de varios test comerciales como RAPIDEC CARBA NP (Biomerieux), β-CARBA (Bio-Rad), β-LACTA (Bio-Rad), MAST PAC-E (Mast Diagnostics). Algunos de estos test presentan baja sensibilidad para detectar enzimas de tipo OXA, y en la detección de carbapenemases infrecuentes<sup>23,24</sup>.

Finalmente, existen métodos de antibiograma rápidos que no se centran en la detección de un solo fenotipo de resistencia, sino que permiten obtener información de más antimicrobianos.

## Accelerate Pheno System (Accelerate Diagnostics)

Es un sistema automatizado de identificación y antibiograma de muestras positivas de hemocultivo en aproximadamente 8 h. A través de un análisis morfocinético el sistema analiza características fenotípicas como tamaño, forma y tasa de división de las bacterias que crecen en microcolonias en presencia del antibiótico. La concordancia en la identificación oscila entre 87,9-100% y en la categoría clínica es mayor del 91%<sup>25</sup>. Los principales inconvenientes son su coste, solo determina la sensibilidad de las especies incluidas en su panel de identificación, y su menor rendimiento en infecciones polimicrobianas. Se han realizado estudios utilizando líquidos estériles cultivados en frascos de hemocultivo pero el rendimiento es menor debido a la mayor probabilidad de incluir infecciones polimicrobianas o producidas por microorganismos no incluidos en el panel<sup>25,26</sup>.

## Antibiograma de lectura rápida siguiendo criterios de EUCAST (rAST-EUCAST)

EUCAST ha validado un método sencillo y barato para realizar una lectura rápida (4, 6 u 8 h de incubación) del antibiograma utilizando el método de difusión con discos tras inocular las placas directamente de un frasco de hemocultivo positivo<sup>27,28</sup>. Es un método estandarizado y actualmente solo se ha validado para 8 especies (*Escherichia coli*, *K. pneumoniae*, *P. aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus pneumoniae*, *Enterococcus faecalis*, *Enterococcus faecium* y *A. baumannii*), lo cual requiere una identificación rápida del microorganismo para poder seleccionar el antibiograma. Uno de sus inconvenientes es que si no se obtienen

**Tabla 2** Características de técnicas para detección rápida de resistencia en BGN-MR

Característica relevante	Medios selectivos/cromogénicos	MALDI-TOF	Inmunocromatografía	Colorimétricos	Accelerate Pheno	rAST-EUCAST	Alfred 60 AST
Facilidad de uso	+++	++	+++	+++	++	+++	++
Interpretación de resultados	Crecimiento vs. no crecimiento	Ánalisis de picos en el espectro	Líneas visibles en una membrana para cada tipo de carbapenemasa	Cambio de color	Interpretación por el software S/R	Zonas de inhibición alrededor de discos tras incubación	Análisis de curvas de crecimiento
Tiempo de resultado	24 h	4 h	15 min	30 min-2 h	8 h	4-8 h	4-6 h
Coste	+	++	++	++	++++	+	+++

resultados fiables tras 8 h es necesario realizar un antibiograma convencional. Se han realizado estudios comparando rAST-EUCAST con otros métodos y se ha comprobado que existe buena concordancia<sup>29</sup>.

### Alfred 60 AST (Alifax)

Este sistema proporciona un antibiograma directamente a partir de frascos de hemocultivos positivos en 4-6 h. El sistema utiliza la medida de la dispersión de la luz para detectar crecimiento bacteriano en medio líquido con antibióticos calculando un porcentaje de inhibición de crecimiento frente al crecimiento en medio sin antibiótico. Este método no realiza identificación bacteriana, por lo cual se requiere una identificación rápida previa. Estudios comparativos con otras técnicas han mostrado una concordancia entre 90-95%<sup>30,31</sup>.

Actualmente se encuentran en fase de desarrollo y comercialización nuevas técnicas basadas en microfluidos, biosensores, óptica, electrónica y amplificación de ADN, que supondrán una revolución en la detección de la resistencia a antimicrobianos<sup>32</sup>.

### Técnicas moleculares

La detección de BGN-MR en el laboratorio de microbiología requiere una correcta identificación de la especie bacteriana y de los determinantes de resistencia. Los métodos moleculares más utilizados para identificar BGN se basan en la detección de proteínas (métodos de proteómica), como MALDI-TOFF, que identifica correctamente la mayoría de las bacterias multirresistentes patógenas, aunque presenta problemas de especificidad para detectar los mecanismos de resistencia más relevantes, y son relativamente laboriosos<sup>33</sup>. Existe una gran diversidad de técnicas moleculares para identificar los determinantes de resistencia, siendo las más utilizadas las basadas en la detección de ácidos nucleicos (AN) (métodos genéticos), que tienen una elevada sensibilidad y especificidad, y se pueden utilizar a partir de colonia o de muestra directa<sup>34</sup>. Los métodos moleculares genéticos más utilizados se basan en reacciones de amplificación génica y detección de amplicones. El método de

amplificación más utilizado en la detección de BGN-MR es la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), aunque en los últimos años se están utilizando cada vez con más frecuencia otras alternativas de menor coste y más rápidas, como la técnica de amplificación isotérmica (ej. LAMP)<sup>35</sup>. Existen 3 grandes grupos de técnicas de amplificación de AN en tiempo real: técnicas basadas en la amplificación de la diana (ej. PCR, NASBA, etc.), técnicas de amplificación de la señal (ej. bDNA, captura de híbridos) y técnicas de amplificación de la sonda (LCR)<sup>36</sup>. La técnica de amplificación más conocida es la PCR, tanto en su formato convencional (PCR simple, PCR anidada, PCR múltiple, RT-PCR) como en tiempo real<sup>35</sup>. La detección de amplicones puede realizarse por electroforesis en gel de agarosa y tinción con bromuro de etidio (PCR convencional), mediante hibridación con sondas fluorescentes específicas marcadas (ej., sondas Taqman, sondas FRET, sondas molecular beacons, sondas escorpions, etc.) o por técnicas de secuenciación de AN<sup>33,35</sup>.

La secuenciación de AN permite identificar genes que codifican determinantes de resistencia antimicrobiana, genes reguladores de dichos determinantes de resistencia, así como los elementos genéticos móviles, como plásmidos y transposones que diseminan o movilizan estos determinantes de resistencia.

Los secuenciadores de AN que se utilizan habitualmente se basan en el método enzimático de terminación de cadena de Sanger (secuenciación poblacional), aunque en los últimos años se han desarrollado nuevas tecnologías o plataformas para secuenciación masiva (secuenciación clonal) o de alto rendimiento (*next-generation sequencing*), como la de Illumina, PacBio o Nanopore, que permiten secuenciar genomas bacterianos completos<sup>37,38</sup>. La secuenciación masiva permite además obtener información útil para la tipificación (ver apartado de tipificación molecular) o para el estudio de genes de virulencia de BGN-MR<sup>37</sup>.

Las principales ventajas de las técnicas moleculares en comparación con las técnicas convencionales (cultivo, etc.) son su rapidez y su mayor sensibilidad analítica, por lo que algunas de ellas, como la LAMP, se utilizan como técnicas rápidas para la detección de BGN-MR (point of care), que son especialmente útiles cuando se aplican a paneles sindrómicos, pues permiten detectar múltiples

**Tabla 3** Sistemas de identificación de patógenos productores de sepsis, y de determinantes de resistencia aprobados por la FDA

Característica	Sistema o plataforma					
	BioFire FilmArray (Biomerieux)	Verigene (Luminex)	ePlex BCID (GenMark)	Unyvero (Curetis)	Sepsis Flow Chip Assay (Master)	Magicplex Sepsis (Seegene)
Tecnología	PCR multiplex	PCR + Microarray	PCR + Microarray	PCR + Microarray	PCR + Microarray	PCR convencional y RT-PCR
Muestra clínica						
Hemocultivo positivo	X	X	X	X	X	
Sangre directa						X
Tinción de Gram		X	X			
Tiempo respuesta (h)	1	2.5	1.5	4	3	6
Tiempo manipulación manual (min)	< 2	10	< 2	< 2	NC	NC
Patógenos detectados	24	22	57	35	18	91
Gramnegativos		Panel GN (9)	Panel GN (21)	Panel GN (15)		
	11				10	12
Grampositivos	8	Panel GP: 13	Panel GP: 20	Panel GP: 11	7	73
Hongos	<i>Candida</i> spp. (5)		Panel hongos (16)	Panel hongos (8)	<i>C. albicans</i> (1)	Hongos(6)
<i>M. tuberculosis</i>				X		
N.º de determinantes de resistencia	3	8	8	16	20	3
mecA	X	X	X	X	X	X
VanA/VanB	X	X	X	X	X	X
CTX-M		X	X	X	X	X
OXA-48		X	X	X		
KPC	X	X	X	X	X	
VIM		X	X	X	X	
NDM		X	X	X	X	
IMP		X	X	X	X	

patógenos multirresistentes y mecanismos de resistencia antimicrobiana<sup>39,40</sup>. Los paneles de sepsis pueden identificar un gran número de bacterias multirresistentes y mecanismos de resistencia y carbapenemas a partir de frascos de hemocultivos positivos o de muestras de sangre con EDTA (tabla 3). Muchas de estas técnicas están automatizadas y comercializadas y permiten trabajar con un elevado número de muestras, lo que facilita el trabajo técnico y redundante en la calidad de los resultados.

Las limitaciones más relevantes de las técnicas moleculares genómicas son su elevado coste y la necesidad, en algunos casos, de personal con experiencia en este tipo de técnicas y de herramientas bioinformáticas para analizar la información obtenida.

### Interpretación del antibiograma. Algoritmos de caracterización de resistencia

En la lectura de un antibiograma se categorizan (S/I/R) los resultados cuantitativos obtenidos de la evaluación de la actividad de un antimicrobiano frente a un microorganismo realizada mediante métodos estandarizados. En los años 90, se fue introduciendo el concepto de lectura interpretada

del antibiograma<sup>41</sup>. Este concepto implica un análisis fenotípico completo de los resultados obtenidos frente a todos los antibióticos para poder inferir posibles mecanismos de resistencia basados en el conocimiento de cómo se expresan fenotípicamente<sup>42,43</sup>. La lectura interpretada es una labor compleja para el microbiólogo ya que, aunque existen sistemas automatizados con reglas experto, la resistencia microbiana está en continua evolución y es preciso una actualización de conocimientos continua. Como ejemplo de lectura interpretada en BGN-MR, es fundamental analizar de manera conjunta todos los antibióticos betalactámicos ya que es la base de la detección de BLEEs y carbapenemas, que destacan por su especial importancia epidemiológica.

BLEE. En enterobacteriales se han descrito infinidad de enzimas de este tipo (CTX-M, SHV, TEM). Las propiedades de cada enzima, sus niveles de expresión y la presencia de otros posibles mecanismos añadidos (alteraciones de la permeabilidad de membrana, bombas de expulsión activa del antibiótico localizadas en la membrana o la presencia de otras betalactamasas) hacen posible una amplia diversidad de fenotipos<sup>44</sup>. Debe sospecharse la presencia de BLEE cuando la CMI de cefotaxima/ceftriaxona y/o ceftazidima es >1 mg/l (cefepidoxima >1 mg/l es un indicador más sensible pero menos específico). Siempre deben ensayarse




Figura 1 Algoritmo de confirmación de BLEE en enterobacteriales según EUCAST.

cefotaxima/ceftriaxona y ceftazidima en paralelo ya que puede haber diferencias en los valores de CMI según el tipo de BLEE. Un valor de CMI para cefepime  $>4$  mg/l, especialmente en *E. coli* y *K. pneumoniae*, apoya la presencia de una BLEE como mecanismo subyacente. Cuando tras la lectura se sospecha que puede existir una BLEE debe realizarse una prueba de confirmación, basado en la inhibición *in vitro* de la actividad de la betalactamasa por ácido clavulánico<sup>14</sup>. En la figura 1, se muestra un ejemplo de algoritmo de confirmación de presencia de BLEE según EUCAST.

Carbapenemasas. Al igual que ocurre con las BLEE, es posible observar múltiples fenotipos debido a la gran variabilidad de carbapenemasas descritas<sup>45</sup>. Es importante recordar también que la resistencia a carbapenémicos puede estar mediada por la combinación de mecanismos distintos de las carbapenemasas (ej. pérdida de porinas en cepas hiperproductoras de AmpC). En las enterobacteriales productoras de carbapenemasa los valores de CMI de los carbapenémicos pueden ser inferiores a los puntos de corte clínicos, por lo que se han establecido puntos de corte más bajos (CMI  $>0,125$  mg/l para meropenem o ertapenem, teniendo este último mayor sensibilidad pero menor especificidad) para la detección de carbapenemasa. Sin embargo, en *P. aeruginosa* hay que tener en cuenta que en la mayor parte de los casos la resistencia a carbapenémicos se debe a la combinación de mecanismos intrínsecos o cromosómicos (alteración de la porina OprD junto con hiperexpresión de bombas de eflujo), aunque la resistencia al resto de betalactámicos, especialmente a la combinación ceftolozano-tazobactam obliga a descartar la presencia de una carbapenemasa<sup>46</sup>. En *A. baumannii* la resistencia a carbapenémicos es mayoritariamente debida a la presencia de una carbapenemasa adquirida de tipo OXA, aunque otras carbapenemasas pueden estar presentes, lo cual debe confirmarse por métodos genotípicos<sup>47</sup>.

## Técnicas de tipificación molecular

Las técnicas de tipificación molecular son útiles en la vigilancia y control de brotes causados por BGN-MR porque permiten conocer la clonalidad entre aislados, identificar reservorios y determinar vías de transmisión. Las principales técnicas de tipificación molecular se basan en la

electroforesis en campo pulsado (PFGE), la amplificación de AN mediante PCR y la secuenciación de AN<sup>48,49</sup>. La PFGE es la técnica de referencia de tipificación molecular debido a que tiene un elevado poder de discriminación<sup>50</sup>. Entre las limitaciones más importantes de la PFGE están el elevado coste del equipo, su laboriosidad, el tiempo necesario para analizar los pulsotipos, la dificultad para diferenciar algunos pulsotipos con bandas de ADN muy próximas, y que existen cepas bacterianas cuyos genomas no se digieren con las enzimas de restricción utilizadas. Aunque hay numerosas técnicas de tipificación basadas en la PCR (tabla 4), la más utilizada es la PCR de secuencias de ADN repetidas (REP-PCR)<sup>48,49</sup>. Estas técnicas son más económicas, menos laboriosas (algunas son semiautomatizadas y están comercializadas, como Diversilab de bioMérieux), y suelen generar patrones de bandas relativamente más fáciles de interpretar que la PFGE. El poder de discriminación de las técnicas de PCR puede ser inferior al de la PFGE, particularmente en algunos enterobacteriales como *E. coli* y *K. pneumoniae*. Tanto la PFGE como las técnicas de PCR tienen que optimizarse o estandarizarse en el laboratorio para garantizar una buena reproducibilidad. Para el estudio de brotes pequeños y de corta evolución, en los que interesa obtener una información con rapidez, podría plantearse la utilización de una técnica de PCR. En brotes más complejos y de mayor duración, en los que interesa conocer además la evolución o dinámica de los clones con el tiempo y su distribución geográfica, es más rentable utilizar la PFGE.

Los métodos de tipificación basados en la secuenciación de AN pueden basarse en la secuenciación parcial de algunos genes mediante secuenciación tipo Sanger o en la secuenciación de genomas completos mediante técnicas de secuenciación masiva de alto rendimiento<sup>51</sup>. El ejemplo más representativo de secuenciación Sanger aplicada al tipado molecular es el MLST, basado en la obtención de secuenciotipos (ST) mediante la amplificación y secuenciación parcial de 6-7 genes conservados<sup>52</sup>. Esta metodología tiene un poder de discriminación inferior al de la PFGE, por lo que suele aplicarse en estudios epidemiológicos globales o para analizar la estructura poblacional de los microorganismos. La secuenciación masiva (NGS) puede aplicarse para la tipificación basada en la secuenciación 6-7 genes (MLST) o varios miles de genes (core genome ST; cgST y whole genome ST; wgST) que puede permitir en algunas especies bacterianas,

**Tabla 4** Características más relevantes de algunos métodos moleculares de tipificación de BGN MDR

Característica	PFGE	Rep-PCR	MLST	SNP
Reproducibilidad	Excelente	Buena-excelente	Excelente	Excelente
Poder discriminatorio	Excelente	Moderado-excelente	Moderado	Excelente
Facilidad interpretación datos	Moderado	Moderado-bueno	Bueno	Bueno
Facilidad de uso	Moderado	Bueno	Moderado	Moderado
Alto rendimiento	No	Sí	Sí	Sí
Coste	Moderado	Bajo-moderado	Moderado	Moderado-Alto
Tiempo requerido (días)	3	1	3-4	5-10

como *K. pneumoniae*, la diferenciación de diferentes linajes dentro de un mismo clon o ST<sup>51</sup>. Las técnicas de NGS son especialmente útiles por su elevado poder discriminatorio cuando se analizan los cambios a nivel de cada nucleótido (SNP), pues en este caso se pueden identificar pequeños cambios entre cadenas de transmisión que están muy relacionadas, lo que permite conocer con gran exactitud cómo se originan los brotes y cómo se van generando nuevas cadenas de transmisión desde el caso índice<sup>53</sup>.

#### Informe acumulado de sensibilidad antimicrobiana

Estos informes son muy relevantes para conocer las tendencias temporales de la sensibilidad a los principales antimicrobianos de uso clínico y para la selección de tratamientos empíricos adecuados. Constituyen una herramienta esencial para el trabajo de los equipos PROA y para el desarrollo de las guías de tratamiento empírico locales<sup>54</sup>. La mayoría de los centros siguen la normativa de EUCAST para su desarrollo<sup>55</sup>. Como normas generales:

- Los informes suelen ser anuales.
- Debe incluir los antimicrobianos que se detallan en los informes de resultados habituales.
- Normalmente se combinan las categorías S e I.
- Debe informar los porcentajes de los mecanismos de resistencia de interés epidemiológico (ej. carbapenemas, BLEE, etc.).
- Debe incluir exclusivamente los aislados de muestras clínicas que hayan sido validadas por un microbiólogo clínico.
- Deben incluir un solo aislado por paciente (el primero).
- Deben exponer los resultados en porcentajes, a nivel de especie bacteriana y solo cuando exista un número  $\geq 30$  aislados.

Es práctica habitual diferenciar los resultados de algunos servicios o unidades especiales. Las tasas de sensibilidad a los antimicrobianos en las UCI suelen ser inferiores a las del conjunto del hospital, por lo que su diferenciación es muy importante para la toma de decisiones en estas unidades<sup>56</sup>. Una de las principales limitaciones, dependiendo del tamaño de la unidad, es que a veces no es posible alcanzar el número mínimo de 30 aislados. En estos casos no se deben informar porcentajes, o si se hace se especifica el valor relativo.

#### Diseño de medidas de monitorización

Existe actualmente un debate en torno a la utilidad de los estudios sistemáticos de portadores como herramienta adicional en los programas de control de la transmisión nosocomial de BGN-MR<sup>57</sup>. La vigilancia activa de portadores de E-BLEE no ha demostrado disminuir la transmisión, aunque sí proporciona un elevado valor predictivo negativo<sup>58</sup>. Por este motivo no se recomendaría la monitorización sistemática de E-BLEE, excepto en situaciones de brote con el objetivo de dimensionarlo. Otra cuestión diferente es utilizar los resultados de los cultivos de vigilancia epidemiológica para la elección del tratamiento empírico de los pacientes inmunocomprometidos en UCI<sup>59</sup>. Con este objetivo sí que tendría sentido monitorizar tanto E-BLEE como el resto de BGN-MR<sup>60</sup>. Otra cuestión diferente es utilizar los resultados de los cultivos de vigilancia epidemiológica para la elección del tratamiento empírico, aspecto controvertido por el limitado valor de este tipo de muestras para predecir la etiología de las infecciones de pacientes de UCI<sup>59,60</sup>. En cuanto a la vigilancia de otros BGN-MR, como *A. baumannii*, *P. aeruginosa* o EPC, no se dispone de evidencias tan claras, por lo que la mayoría de los consensos continúan recomendando su monitorización en pacientes que ingresan en este tipo de unidades.

Los pacientes una vez ingresados en la unidad están expuestos a reservorios ambientales, como las superficies contaminadas y las biocapas bacterianas de los sifones<sup>61,62</sup>. Esto justifica la monitorización durante todo su ingreso, aunque no se dispone de datos sobre la periodicidad óptima para ello. También es importante, cuando se produce un brote, así como en situaciones de alta o prolongada endemidad, los estudios de muestras ambientales pueden servir para detectar reservorios o fallos de limpieza o descontaminación. Uno de los reservorios más importantes son los sifones de los lavabos de la UCI, que han demostrado ser el foco de muchos brotes en estas unidades<sup>63</sup>. No obstante, fuera de los escenarios mencionados, no se recomienda el muestreo sistemático, ya que estos sistemas acuáticos están con frecuencia colonizados sin que se haya demostrado una repercusión significativa en la presión de colonización<sup>64</sup>. Otro aspecto importante es la monitorización de los dispositivos semicríticos, como los endoscopios<sup>65</sup>, o los dispositivos no críticos, pero próximos al paciente, como colchones antiescaras o mesas<sup>66</sup>. En el caso de que no se utilicen broncoscopios desechables, el control microbiológico de la limpieza y reprocessamiento de los broncoscopios flexibles debe estar dentro de la sistemática general del hospital de monitorización de limpieza y desinfección.

## Estrategias de comunicación

Todos los pasos comentados necesitan un buen sistema de comunicación tanto con los responsables de las UCI como con los equipos de infección nosocomial<sup>67</sup>. Ningún resultado rápido y veraz tiene valor si no hay un clínico detrás que recibe esta información de manera inmediata y toma las medidas oportunas. Actualmente, los sistemas informáticos de los laboratorios emiten resultados en tiempo real, se incluyen los informes en la historia clínica electrónica del paciente y permite establecer alertas que permitan al clínico conocer información relevante de manera inmediata. El uso de alertas en los teléfonos móviles se ha mostrado como una medida muy eficaz. En cualquier caso, la comunicación oral o presencial del microbiólogo con los clínicos de las UCI sigue siendo una herramienta muy eficaz para el traslado de información relevante y la discusión de otras medidas diagnósticas o terapéuticas a tomar. Se deben fomentar las reuniones periódicas entre clínicos expertos en enfermedades infecciosas, intensivistas y microbiólogos para discutir los casos más relevantes y para ver qué medidas diagnósticas adicionales o terapéuticas se deben tomar. También es relevante la celebración de reuniones, al menos una vez al año, donde los clínicos expongan las necesidades diagnósticas que necesitan en cada momento de los laboratorios de microbiología. Finalmente, es importante la colaboración de los especialistas en cuidados intensivos y microbiólogos en el contexto de las comisiones de infecciones nosocomiales de cada centro.

Los laboratorios de microbiología, en colaboración con los equipos PROA, deben decidir qué información suministrar y cuándo hacerlo. Esta manera de actuar adquiere especial importancia en las UCI<sup>68</sup>. La detección e información de determinantes de resistencia es controvertida, porque las agencias internacionales recomiendan que se informen solamente con fines epidemiológicos. Hoy en día existen numerosos sistemas informáticos de apoyo al diagnóstico y a los programas PROA que tiene en cuenta los datos diagnósticos, de resistencia y, a veces, de consumo de antimicrobianos que facilita la toma de decisiones<sup>69</sup>.

La comunicación entre diferentes centros es importante, especialmente si se reciben pacientes con BGN-MR de otros centros sanitarios, para poder identificar pacientes portadores de BGN-MR y así evitar la posibilidad de que se produzcan brotes.

## Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

## Bibliografía

1. McEwen SA, Collignon PJ. Antimicrobial Resistance: a One Health Perspective. *Microbiol Spectr*. 2018;6; <http://dx.doi.org/10.1128/microbiolspec.ARBA-0009-2017>.
2. Gutiérrez-Gutiérrez B, Salamanca E, de Cueto M, Hsueh PR, Viale P, Paño-Pardo JR, et al. A Predictive Model of Mortality in Patients With Bloodstream Infections due to Carbapenemase-Producing Enterobacteriaceae. *Mayo Clin Proc*. 2016;91:1362-71; <http://dx.doi.org/10.1016/j.mayocp.2016.06.024>.
3. Mathers AJ, Peirano G, Pitout JD. The role of epidemic resistance plasmids and international high-risk clones in the spread of multidrug-resistant Enterobacteriaceae. *Clin Microbiol Rev*. 2015;28:565-91, <http://dx.doi.org/10.1128/CMR.00116-14>.
4. López-Cerero L, Fernández-Cuenca F, Pascual A. El laboratorio de Microbiología en la vigilancia y el control de las infecciones nosocomiales [The Microbiology laboratory in nosocomial infection surveillance and control]. *Enferm Infect Microbiol Clin*. 2013;31:44-51, <http://dx.doi.org/10.1016/j.eimc.2012.10.001>.
5. Bouza E, Muñoz P, Burillo A. Role of the Clinical Microbiology Laboratory in Antimicrobial Stewardship. *Med Clin North Am*. 2018;102:883-98, <http://dx.doi.org/10.1016/j.mcna.2018.05.003>.
6. Fariñas CM-ML. Infecciones causadas por bacterias gramnegativas multirresistentes: enterobacterias, *Pseudomonas aeruginosa*, *Acinetobacter baumannii* y otros bacilos gramnegativos no fermentadores. *Enferm Infect Microbiol Clin*. 2013;31:402-9, <http://dx.doi.org/10.1016/j.eimc.2013.03.016>.
7. Tseng W, Chen Y, Chen S, Chen S, Chang S. Risk for subsequent infection and mortality after hospitalization among patients with multidrug-resistant gram-negative bacteria colonization or infection. *Antimicrob Resist Infect Control*. 2018;7:1-12, <http://dx.doi.org/10.1186/s13756-018-0388-z>.
8. Paling FP, Wolkewitz M, Depuydt P, Bus L de, Sifakis F, Bonten MJM, et al. *P. aeruginosa* colonization at ICU admission as a risk factor for developing *P. aeruginosa* ICU pneumonia. *Antimicrob Resist Infect Control*. 2017;6:4-6, <http://dx.doi.org/10.1186/s13756-017-0197-9>.
9. Tischendorf J, Avila RA de, Saifdar N. Risk of infection following colonization with carbapenem-resistant Enterobactericeae: A systematic review. *Am J Infect Control*. 2017;44:539-43, <http://dx.doi.org/10.1016/j.ajic.2015.12.005>.
10. Díaz E, Martín-loeches I, Vallés J. Neumonía nosocomial. *Enferm Infect Microbiol Clin*. 2013;31:692-8, <http://dx.doi.org/10.1016/j.eimc.2013.04.014>.
11. Zboromyrska Y, de Cueto López M, Alonso-Tarrés C, Sánchez-Hellín V. Diagnóstico microbiológico de las infecciones del tracto urinario. Procedimientos en Microbiología Clínica. Cerceno Mansilla E, Cantón Moreno R (editores) Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Micro-biología Clínica (SEIMC). doi: 10.1016/j.eimc.2010.06.008.
12. Girlich D, Grospeirin V, Naas T, Dortet L. CHROMagar ESBL/mSuperCARBA bi-plate medium for detection of ESBL- and carbapenemase-producing Enterobacteriaceae from spiked stools. *Diagn Microbiol Infect Dis*. 2019;95:107-12, <http://dx.doi.org/10.1016/j.diagmicrobio.2019.05.002>.
13. Soria Segarra C, Larrea Vera G, Berrezueta Jara M, Arévalo Mendez M, Cujilema P, Serrano Lino M, et al. Utility of CHROMagar mSuperCARBA for surveillance cultures of carbapenemase-producing Enterobacteriaceae. *New Microbes New Infect*. 2018;26:42-8, <http://dx.doi.org/10.1016/j.nmni.2018.08.005>.
14. EUCAST guidelines for detection of resistance mechanisms and specific resistances of clinical and/or epidemiological importance.Version2.0. July 2017. ([https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST\\_files/Resistance\\_mechanisms/EUCAST\\_detection\\_of\\_resistance\\_mechanisms\\_170711.pdf](https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Resistance_mechanisms/EUCAST_detection_of_resistance_mechanisms_170711.pdf)).
15. Oho M, Funashima Y, Nagasawa Z, Miyamoto H, Sueoka E. Rapid detection method of carbapenemase-producing Enterobacteriaceae by MALDI-TOF MS with imipenem/cilastatin (KB) disc and zinc sulfate solution. *J Infect Chemother*. 2021;27:205-10, <http://dx.doi.org/10.1016/j.jiac.2020.09.013>.
16. Monteferante CG, Sultan S, Ten Kate MT, Dekker LJ, Sparbier K, Peer M, et al. Evaluation of different pretreatment protocols to detect accurately clinical carbapenemase-producing

- Enterobacteriaceae by MALDI-TOF. *J Antimicrob Chemother.* 2016;71:2856–67, <http://dx.doi.org/10.1093/jac/dkw208>.
17. Doret L, Tandé D, de Briel D, Bernabeu S, Lasserre C, Gregorowicz G, et al. MALDI-TOF for the rapid detection of carbapenemase-producing Enterobacteriaceae: comparison of the commercialized MBT STAR®-Carba IVD Kit with two in-house MALDI-TOF techniques and the RAPIDEC® CARBA NP. *J Antimicrob Chemother.* 2018;73:2352–9, <http://dx.doi.org/10.1093/jac/dky209>.
  18. Anantharajah A, Tossens B, Olive N, Kabamba-Mukadi B, Rodriguez-Villalobos H, Verroken A. Performance Evaluation of the MBT STAR-Carba IVD Assay for the detection of carbapenemases with MALDI-TOF MS. *Front Microbiol.* 2019;10:1413, <http://dx.doi.org/10.3389/fmicb.2019.01413>.
  19. Ovíaño M, Barba MJ, Fernández B, Ortega A, Aracil B, Oteo J, et al. Rapid detection of OXA-48-producing Enterobacteriaceae by Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization-Time of Flight Mass Spectrometry. *J Clin Microbiol.* 2016;54:754–9, <http://dx.doi.org/10.1128/JCM.02496-15>.
  20. Boutil H, Vogel A, Bernabeu S, Devilliers K, Creton E, Cotellon G, et al. A multiplex lateral flow immunoassay for the rapid identification of NDM-, KPC-, IMP- and VIM-type and OXA-48-like carbapenemase-producing Enterobacteriaceae. *J Antimicrob Chemother.* 2018;73:909–15, <http://dx.doi.org/10.1093/jac/dkx521>.
  21. Volland H, Girlich D, Laguide M, Gonzalez C, Paris V, Laroche M, et al. Improvement of the Immunochromatographic NG-Test Carba 5 Assay for the Detection of IMP Variants Previously Undetected. *Antimicrob Agents Chemother.* 2019;64:e01940–2019, <http://dx.doi.org/10.1128/AAC.01940-19>.
  22. Bernabeu S, Ratnam KC, Boutil H, Gonzalez C, Vogel A, Devilliers K, et al. A lateral flow immunoassay for the rapid identification of CTX-M-producing Enterobacteriales from culture plates and positive blood cultures'. *Diagnostics (Basel).* 2020;10:764, <http://dx.doi.org/10.3390/diagnostics10100764>.
  23. Mancini S, Kieffer N, Poirel L, Nordmann P. Evaluation of the RAPIDEC® CARBA NP and β-CARBA® tests for rapid detection of Carbapenemase-producing Enterobacteriaceae. *Diagn Microbiol Infect Dis.* 2017;88:293–7, <http://dx.doi.org/10.1016/j.diagmicrobio.2017.05.006>.
  24. Rezzoug I, Emeraud C, Sauvadet A, Cotellon G, Naas T, Doret L. Evaluation of a colorimetric test for the rapid detection of carbapenemase activity in Gram negative bacilli: the MAST® PacE test. *Antimicrob Agents Chemother.* 2021;65, <http://dx.doi.org/10.1128/AAC.02351-20>, e02351-20.
  25. Cenci E, Paggi R, Socio GV, Bozza S, Camilloni B, Pietrella D, et al. Accelerate Pheno blood culture detection system: a literature review. *Future Microbiol.* 2020;15:1595–605, <http://dx.doi.org/10.2217/fmb-2020-0177>.
  26. Chapot V, Effenberg L, Dohmen-Ruetten J, Buer J, Kehrmann J. Evaluation of the Accelerate Pheno System for Rapid Identification and Antimicrobial Susceptibility Testing of Positive Blood Culture Bottles Inoculated with Primary Sterile Specimens from Patients with Suspected Severe Infections. *J Clin Microbiol.* 2021;59, <http://dx.doi.org/10.1128/JCM.02637-20>, e02637-20.
  27. Jonasson E, Matuschek E, Kahlmeter G. The EUCAST rapid disc diffusion method for antimicrobial susceptibility testing directly from positive blood culture bottles. *J Antimicrob Chemother.* 2020;75:968–78, <http://dx.doi.org/10.1093/jac/dkz548>.
  28. Åkerlund A, Jonasson E, Matuschek E, Serrander L, Sundqvist M, Kahlmeter G, RAST Study Group. EUCAST rapid antimicrobial susceptibility testing (RAST) in blood cultures: validation in 55 European laboratories. *J Antimicrob Chemother.* 2020;75:3230–8, <http://dx.doi.org/10.1093/jac/dkaa333>.
  29. Knabl L, Huber S, Lass-Flörl C, Fuchs S. Comparison of novel approaches for expedited pathogen identification and antimicrobial susceptibility testing against routine blood culture diagnostics. *Lett Appl Microbiol.* 2021;73:2–8, doi: 10.1111/lam.13481.
  30. Anton-Vazquez V, Adjepong S, Suarez C, Planche T. Evaluation of a new Rapid Antimicrobial Susceptibility system for Gram-negative and Gram-positive bloodstream infections: speed and accuracy of Alfred 60AST. *BMC Microbiol.* 2019;19:268, <http://dx.doi.org/10.1186/s12866-019-1654-9>.
  31. Mantzana P, Netsika F, Arhonti M, Meletis G, Kandilioti E, Kiriakopoulou M, et al. Performance evaluation of Alfred(60)AST rapid susceptibility testing directly from positive blood cultures in the routine laboratory workflow. *Eur J Clin Microbiol Infect Dis.* 2021;40:1487–94, <http://dx.doi.org/10.1007/s10096-021-04191-9>.
  32. Vasala A, Hytönen VP, Laitinen OH. Modern tools for rapid diagnostics of antimicrobial resistance. *Front Cell Infect Microbiol.* 2020;10:308, <http://dx.doi.org/10.3389/fcimb.2020.00308>.
  33. Torres-Sangiao E, Leal Rodriguez C, García-Riestra C. Application and Perspectives of MALDI-TOF Mass Spectrometry in Clinical Microbiology Laboratories. *Microorganisms.* 2021;20:1539, <http://dx.doi.org/10.3390/microorganisms9071539>.
  34. Malhotra S, Sharma S, Bhatia NJK, Kumar P, Hans C. Molecular methods in microbiology and their clinical application. *J Mol Genet Med.* 2014;8:4, <http://dx.doi.org/10.4172/1747-0862.1000142>.
  35. Espy MJ, Uhl JR, Sloan LM, Buckwalter SP, Jones MF, Vetter EA, et al. Real-time PCR in clinical microbiology: applications for routine laboratory testing. *Clin Microbiol Rev.* 2006;19:165–256, <http://dx.doi.org/10.1128/CMR.19.1.165-256.2006>.
  36. Anjum MF, Zankari E, Hasman H. Molecular methods for detection of antimicrobial resistance. *Microbiol Spectr.* 2017;5, <http://dx.doi.org/10.1128/microbiolspec.ARBA-0011-2017>.
  37. Köser CU, Ellington MJ, Cartwright EJ, Gillespie SH, Brown NM, Farrington M, et al. Routine use of microbial whole genome sequencing in diagnostic and public health microbiology. *PLoS Pathog.* 2012;8:e1002824, <http://dx.doi.org/10.1371/journal.ppat.1002824>.
  38. Deurenberg RH, Bathoorn E, Chlebowicz MA, Couto N, Ferdous M, García-Cobos S, et al. Application of next generation sequencing in clinical microbiology and infection prevention. *J Biotechnol.* 2017;243:16–24, <http://dx.doi.org/10.1016/j.jbiotec.2016.12.022>.
  39. Ramanan P, Bryson AL, Binnicker MJ, Pritt BS, Patel R. Syndromic panel-based testing in clinical microbiology. *Clin Microbiol Rev.* 2017;15, <http://dx.doi.org/10.1128/CMR.00024-17>, e00024-17.
  40. De Angelis G, Grossi A, Menchinelli G, Boccia S, Sanginetti M, Posteraro B. Rapid molecular tests for detection of antimicrobial resistance determinants in Gram-negative organisms from positive blood cultures: a systematic review and meta-analysis. *Clin Microbiol Infect.* 2020;26:271–80, <http://dx.doi.org/10.1016/j.cmi.2019.11.009>.
  41. Courvalin P. Interpretive reading of in vitro antibiotic susceptibility tests (the antibiogramme). *Clin Microbiol Infect.* 1996;2Suppl:S26–34, <http://dx.doi.org/10.1111/j.1469-0991.1996.tb00872.x>.
  42. Livermore DM, Winstanley TG, Shannon KP. Interpretative reading: recognizing the unusual and inferring resistance mechanisms from resistance phenotypes. *J Antimicrob Chemother.* 2001 Jul;48 Suppl 1:87–102, [http://dx.doi.org/10.1093/jac/48.suppl\\_1.87](http://dx.doi.org/10.1093/jac/48.suppl_1.87).
  43. Cantón R. Interpretive reading of the antibiogram: a clinical necessity. *Enferm Infecc Microbiol Clin.* 2010;28:375–85, <http://dx.doi.org/10.1016/j.eimc.2010.01.001>.
  44. Castanheira M, Simmer PJ, Bradford PA. Extended-spectrum β-lactamases: an update on their characteristics, epidemiology and detection. *JAC Antimicrob Resist.* 2021;3, <http://dx.doi.org/10.1093/jacamr/dlab092>, dlab092.

45. Nordmann P, Poirel L. Epidemiology and diagnostics of carbapenem resistance in Gram-negative bacteria. *Clin Infect Dis.* 2019;69 Suppl 7:S521–8, <http://dx.doi.org/10.1093/cid/ciz824>.
46. Yoon EJ, Jeong SH. Mobile carbapenemase genes in *Pseudomonas aeruginosa*. *Front Microbiol.* 2021;18, <http://dx.doi.org/10.3389/fmicb.2021.614058>, 614058.
47. Ramirez MS, Bonomo RA, Tolmasky ME. Carbapenemases: transforming *Acinetobacter baumannii* into a yet more dangerous menace. *Biomolecules.* 2020;6:10720, <http://dx.doi.org/10.3390/biom10050720>.
48. Sabat AJ, Budimir A, Nashev D, Sá-Leão R, van Dijl JM, Laurent F, et al. Overview of molecular typing methods for outbreak detection and epidemiological surveillance. *Euro Surveill.* 2013;18:20380, <http://dx.doi.org/10.2807/es.18.04.20380-en>.
49. Fernández Cuenca F, López Cerero L, Pascual Hernández Á. Molecular typing methods for infection monitoring and control. *Enferm Infect Microbiol Clin.* 2013;31 Suppl 1:20–5, [http://dx.doi.org/10.1016/S0213-005X\(13\)70110-1](http://dx.doi.org/10.1016/S0213-005X(13)70110-1).
50. Goering RV. Pulsed field gel electrophoresis: a review of application and interpretation in the molecular epidemiology of infectious disease. *Infect Genet Evol.* 2010;10:866–75, <http://dx.doi.org/10.1016/j.meegid.2010.07.023>.
51. Quainoo S, Coolen JPM, van Hujum SAFT, Huynen MA, Melchers WJG, van Schaik W. Whole-Genome Sequencing of Bacterial Pathogens: the Future of Nosocomial Outbreak Analysis. *Clin Microbiol Rev.* 2017;30:1015–63, <http://dx.doi.org/10.1128/CMR.00016-17>.
52. Pérez-Losada M, Cabezas P, Castro-Nallar E, Crandall KA. Pathogen typing in the genomics era: MLST and the future of molecular epidemiology. *Infect Genet Evol.* 2013;16:38–53, <http://dx.doi.org/10.1016/j.meegid.2013.01.009>.
53. Schürch AC, Arredondo-Alonso S, Willems RJL, Goering RV. Whole genome sequencing options for bacterial strain typing and epidemiologic analysis based on single nucleotide polymorphism versus gene-by-gene-based approaches. *Clin Microbiol Infect.* 2018;24:350–4, <http://dx.doi.org/10.1016/j.cmi.2017.12.016>.
54. Rodríguez-Baño J, Paño-Pardo JR, Alvarez-Rocha L, Asensio A, Calbo E, Cercenado E, et al. Programs for optimizing the use of antibiotics (PROA) in Spanish hospitals: GEIH-SEIMC. SEFH and SEMPSPH consensus document. *Enferm Infect Microbiol Clin.* 2012;30:22, <http://dx.doi.org/10.1016/j.eimc.2011.09.018>, e1-22.e23.
55. Canut-Blasco A, Calvo J, Rodríguez-Díaz JC, Martínez-Martínez L. Antimicrobial susceptibility cumulative reports. *Enferm Infect Microbiol Clin.* 2016;34:524–30, <http://dx.doi.org/10.1016/j.eimc.2015.03.019>.
56. Doernberg SB, Chambers HF. Antimicrobial Stewardship Approaches in the Intensive Care Unit. *Infect Dis Clin North Am.* 2017;31:513–34, <http://dx.doi.org/10.1016/j.idc.2017.05.002>.
57. French CE, Coope C, Conway L, Higgins JPT, McCulloch J, Okoli G, et al. Control of carbapenemase-producing Enterobacteriaceae outbreaks in acute settings: an evidence review. *J Hosp Infect.* 2017;95:3–45, <http://dx.doi.org/10.1016/j.jhin.2016.10.006>.
58. Prevel R, Boyer A, Zali FM, Lasheras A, Zahar J, Rogues A, et al. Is systematic fecal carriage screening of extended-spectrum beta-lactamase-producing Enterobacteriaceae still useful in intensive care unit: a systematic review. *Crit Care.* 2019;23:170, <http://dx.doi.org/10.1186/s13054-019-2460-3>.
59. Zahar J, Blot S, Nordmann P, Martischang R, Timsit J, Harbarth S, et al. Screening for Intestinal Carriage of Extended-spectrum Beta-lactamase – producing Enterobacteriaceae in Critically Ill Patients: Expected Benefits and Evidence-based Controversies. *Clin Infect Dis.* 2019;68:2125–30, <http://dx.doi.org/10.1093/cid/ciy864>.
60. Emmanuel Martinez A, Widmer A, Frei R, Pargger H, Tuchscherer D, Marsch Set al. ESBL-colonization at ICU admission: impact on subsequent infection, carbapenem-consumption, and outcome. *Infect Control Hosp Epidemiol.* 2019;40:408–13.
61. Tanner WD, Leecaster MK, Zhang Y, Stratford KM, Mayer J, Visnovsky LD, et al. Environmental Contamination of Contact Precaution and Non-Contact Precaution Patient Rooms in Six Acute Care Facilities. *Clin Infect Dis.* 2021;29 72Suppl 1:S8–16.
62. Kizny Gordon AE, Mathers AJ, Cheong EYL, Gottlieb T, Kotay S, Walker AS, et al. The Hospital Water Environment as a Reservoir for Carbapenem-Resistant Organisms Causing Hospital-Acquired Infections-A Systematic Review of the Literature. *Clin Infect Dis.* 2017;15:1435–44.
63. Kearney A, Boyle MA, Curley GF, Humphreys H. Preventing infections caused by carbapenemase-producing bacteria in the intensive care unit - Think about the sink. *J Crit Care.* 2021;6:52–9, <http://dx.doi.org/10.1016/j.jcrc.2021.07.023>.
64. Lemarié C, Legeay C, Mahieu R, Moal F, Ramont C, Kouatchet A, et al. Long-term contamination of sink drains by carbapenemase-producing Enterobacteriales in three intensive care units: characteristics and transmission to patients. *J Hosp Infect.* 2021;112:16–20.
65. Mehta AC, Muscarella LF. Bronchoscope-Related Superbug Infections. *CHEST.* 2020;157:454–69, <http://dx.doi.org/10.1016/j.chest.2019.08.003>.
66. Costa DM, Johani K, Melo DS, Lopes LKO, Lopes Lima LKO, Tipple AFV, et al. Biofilm contamination of high-touched surfaces in intensive care units: epidemiology and potential impacts. *Lett Appl Microbiol.* 2019;68:269–74, <http://dx.doi.org/10.1111/lam.13127>.
67. Morency-Potvin P, Schwartz DN, Weinstein RA. Antimicrobial Stewardship: How the Microbiology Laboratory Can Right the Ship. *Clin Microbiol Rev.* 2016;14:381–407, <http://dx.doi.org/10.1128/CMR.00066-16>.
68. Schulz L, Osterby K, Fox B. The use of best practice alerts with the development of an antimicrobial stewardship navigator to promote antibiotic de-escalation in the electronic medical record. *Infect Control Hosp Epidemiol.* 2013;34:1259–65.
69. Morales A, Campos M, Juarez JM, Canovas-Segura B, Palacios F, Marin R. A decision support system for antibiotic prescription based on local cumulative antibiograms. *J Biomed Inform.* 2018;84:114–22, <http://dx.doi.org/10.1016/j.jbi.2018.07.003>.